

201-C Elektrode



Hauptmerkmale

- Ideal für Messungen in allen gewöhnlichen Wasserlösungen (wissenschaftliche Forschung, Umwelttechnik, Qualitätskontrolle)
- Hochqualitative pH-Glaselektrode
- Abnehmbare Aufbewahrungskappe erhält Feuchtigkeit
- KCl Gel-Elektrolyt; kein Nachfüllen nötig
- Nicht geeignet für Lösungen mit niedriger Ionenkonzentration (z.B. deionisiertes/destilliertes Wasser), stark basische Lösungen (pH>12), stark korrosive Flüssigkeiten oder Langzeitmessungen bei hoher Temperatur (>60°C)
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 ~ 14) pH	Anschluss	BNC
Schaftmaterial	PC (Polycarbonat)	Kabel	Ø3×1m
Diaphragma	Einzel-Keramik	Elektrodenabmessung	(Ø12×160) mm
Referenzsystem	Ag/AgCl	Temperaturfühler	Nein
Elektrolyt	Gel KCl	Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C