

201DJ-C Elektrode



Hauptmerkmale

- Ideal für Langzeitmessungen in Trübwasserlösungen (Abwasser, Schwimmbäder, Spas, Umweltüberwachung)
- Doppeltes Diaphragma verhindert Verstopfung und Kontamination der Elektrode
- Abnehmbare Aufbewahrungskappe erhält Feuchtigkeit
- KCl Gel-Elektrolyt; kein Nachfüllen nötig
- Nicht geeignet für Lösungen mit niedriger Ionenkonzentration (z.B. deionisiertes/destilliertes Wasser), stark basische Lösungen (pH>12), stark korrosive Flüssigkeiten oder Langzeitmessungen bei hoher Temperatur (>60°C)
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

pH	Messbereich	(0 ~ 14) pH
	Schaftmaterial	PC (Polycarbonat)
	Diaphragma	Doppel-Diaphragma
	Referenzsystem	Ag/AgCl
	Elektrolyt	Gel KCl
Weiteres	Anschluss	BNC
	Kabel	Ø3×1m
	Elektrodenabmessung	(Ø12×160) mm
	Temperaturfühler	Nein
	Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C