

2301-C Elektrode



Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, einzigartige BPB (Brush-resistant Platinum Black) Elektrodentechnologie ermöglicht höchste Genauigkeit bei großem Messbereich
- Platinschwarz-Beschichtung minimiert Polarisierung, erweitert den Messbereich und erhält hohe Genauigkeit
- Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Reinigung mit weicher Bürste möglich
- Abnehmbare Aufbewahrungskappe verhindert Austrocknung
- Kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	0 bis 200 mS/cm	Zellkonstant	K = 1,0
Schaftmaterial	POM	Anschluss	BNC
Temperaturfühler	Nein	Kabel	1m
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C	Elektrodenabmessung	(Ø12×155) mm