

2301T-F Elektrode



Hauptmerkmale

- Einzigartige BPB (Brush-resistant Platinum Black) Elektrodentechnologie ermöglicht höchste Genauigkeit bei großem Messbereich
- Platinschwarz-Beschichtung minimiert Polarisierung, erweitert den Messbereich und erhält hohe Genauigkeit
- Reinigung mit weicher Bürste möglich
- Abnehmbare Aufbewahrungskappe verhindert Austrocknung
- Ohne Temperatursensor
- Für ATC werden ein separater Temperaturfühler oder eine manuelle Temperatureingabe benötigt
- Kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	0 bis 200 mS/cm, 0 bis 50°C	Zellkonstant	K = 1,0
Schaftmaterial	POM	Anschluss	BNC/RCA
Temperaturfühler	30KΩ Thermistor	Kabel	1m
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C	Elektrodenabmessung	(Ø12×155) mm