

## 2301T-S Elektrode



### Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, einzigartige BPB (Brush-resistant Platinum Black) Elektrodentechnologie ermöglicht höchste Genauigkeit bei großem Messbereich
- Platinschwarz-Beschichtung minimiert Polarisierung, erweitert den Messbereich und erhält hohe Genauigkeit
- Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Reinigung mit weicher Bürste möglich
- Abnehmbare Aufbewahrungskappe verhindert Austrocknung
- Kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten mit 8-poligem Anschluss

### Technische Daten

|                              |                                |                     |              |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| Messbereich                  | 0 bis 200 mS/cm,<br>0 bis 50°C | Zellkonstant        | K = 1,0      |
| Schaftmaterial               | POM                            | Anschluss           | 8-pin        |
| Temperaturfühler             | 30KΩ Thermistor                | Kabel               | 1m           |
| Empfohlene Einsatztemperatur | (0 ~ 80)°C                     | Elektrodenabmessung | (Ø12×155) mm |