

2310T-S Elektrode



Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, ausgelegt für Leitfähigkeitsmessung im hohen Bereich (20 bis 2.000 mS/cm, K=10)
- Platinschwarz beschichteter Ringsensor sorgt für stabile und genaue Messung im hohen Bereich
- Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation
- Genauigkeit: $\pm 1,5$ % vom Endwert; ohne Kalibrierung ± 10 % F.S.
- Geeignet für hochkonzentrierte Elektrolyte, Salzwasser und andere Lösungen mit hoher Leitfähigkeit
- Kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten mit 8-poligem Anschluss

Technische Daten

Messbereich	20 bis 2000 mS/cm, 0 bis 50°C	Zellkonstant	K = 10
Schaftmaterial	POM	Anschluss	BNC/RCA
Temperaturfühler	30K Ω Thermistor	Kabel	1m
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C	Elektrodenabmessung	($\varnothing 12 \times 145$) mm