

2401-C Elektrode



Hauptmerkmale

- Speziell entwickelt für hochgenaue Labormessungen im Bereich 0 bis 200 mS/cm
- Hohlraumstruktur und Platinchip-Sensor-Design verbessern Genauigkeit und Stabilität der Messung
- Glasgehäuse widersteht chemischer Korrosion
- Ohne integrierten Temperatursensor
- Für ATC werden ein separater Temperaturfühler oder eine manuelle Temperatureingabe benötigt
- Kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	20 bis 2000 mS/cm,	Zellkonstant	K = 1,0
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Anschluss	BNC
Temperaturfühler	Nein	Kabel	1m
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C	Elektrodenabmessung	(Ø12×145) mm