

2401T-F Elektrode



Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, entwickelt für hochgenaue Leitfähigkeitsmessungen im Labor im Bereich 0 bis 200 mS/cm
- Hohlraumstruktur und Platinchip-Sensor-Design verbessern Genauigkeit und Stabilität der Messung
- Glaskörper resistent gegen allgemeine chemische Korrosion
- Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation
- Kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	20 bis 2000 mS/cm,	Zellkonstant	K = 1,0
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Anschluss	BNC/RCA
Temperaturfühler	30K Ω Thermistor	Kabel	1m
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C	Elektrodenabmessung	($\varnothing$ 12×145) mm