

301Pt-S Elektrode



Hauptmerkmale

- Hochqualitative ORP-Elektrode aus Platin
- Geeignet für alle gewöhnlichen wässrigen Lösungen sowie Abwasserbehandlung
- KCl-Gel-Elektrolyt; kein Nachfüllen nötig
- Kompatibel mit allen ORP-Messgeräten mit 8-poligem Anschluss

Technische Daten

Messbereich	-1999 bis 1999 mV	Standardwert	222 mV +/- 15 mV (25°C)
Sensor	Ø6×2,5 Platinring	Referenzsystem	Ag/AgCl
Diaphragma	Einzel Keramik	Elektrodenabmessungen	(Ø12×160) mm
Außenmaterial	PC (Polycarbonat)	Anschluss	8-pin
Empfohlene Einsatztemperatur	(0-80)°C	Kabel	1m