

DJS-0.1-C Elektrode



Hauptmerkmale

- Speziell geeignet für die Messung der Leitfähigkeit von gereinigtem Wasser und Reinstwasser
- Durchflussmodul eliminiert den Einfluss von CO₂ aus der Luft
- Hochempfindliches Platin-Chip-Sensordesign für hohe Genauigkeit bei geringer Leitfähigkeit (0 bis 200 µS/cm)
- Ohne integrierten Temperatursensor
- Für ATC werden ein separater Temperaturfühler oder eine manuelle Temperatureingabe benötigt
- Kompatibel mit allen Leitfähigkeitsmessgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	0 bis 200 µS/cm	Zellkonstant	K = 0,1
Schaftmaterial	Bleifreies Glas	Anschluss	BNC
Temperaturfühler	Nein	Kabel	1m
Elektrode	Ø7×18mm platinum	Elektrodenabmessung	(Ø12×155) mm