

LabSen 221 Elektrode



Hauptmerkmale

- Patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
Speziell entwickelt für viskose Lösungen und Lösungen mit niedriger Ionenkonzentration; ideal für Titration
Kompatibel mit TRIS-Pufferlösungen
LabSen S-Typ halbkugelförmige Glasmembran – stabile Messwerte in 15–30 Sekunden, bis zu 10-mal robuster als herkömmliche Elektroden
Bewegliche Diaphragma-Hülse – Infiltrationsrate des Elektrolyten einstellbar an Ionenkonzentration der Probe
Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 ~ 14) pH	Referenzelektrolyt	3M KCl
Empfohlene Einsatztemperatur	(-5 ~ 100) °C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	Spezialglas Bleifrei	Membranwiderstand	<150 MΩ
Glasmembran Typ	S	Elektrodenabmessung	(Ø12×130) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	BNC
Diaphragma	Bewegliche Hülse	Kabel	Ø3mm×1m