

LabSen 231 Elektrode



Hauptmerkmale

- Patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Speziell für Emulsionen, Suspensionen, Abwässer sowie protein- und sulfidhaltige Proben
- 2-Poren-Diaphragmastruktur und Polymerelektrolyt: druckbeständig, verhindern Ablagerung von Feststoffen und Verstopfung
- Langlebiges Referenzsystem (Glasrohr, AgCl, Referenzsilberdraht) verbessert Stabilität und Lebensdauer
- Polymerelektrolyt mit Anti-Druck-Kapazität bis zu 6 bar – ideal für Suspensionen und Abwasser
- Halbkugelförmige Glasmembran, stoßresistent, einsetzbar bei Hochtemperaturproben bis 80 °C
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 ~ 14) pH	Elektrolyt	3M KCl
Einsatztemperatur	(-5 ~ 80)°C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<200 MΩ
Glasmembran Typ	S	Elektrodenabmessung	(Ø12×120) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	BNC
Diaphragma	2-porig	Kabel	Ø3mm×1m