

LabSen 241-180 Elektrode



Hauptmerkmale

- Patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Speziell geeignet für die Verwendung mit NMR-Röhrchen
- Zylindrische Mikro-Glasmembran (Länge 180 mm, ø3 mm) mit geringem Widerstand (<450 MΩ) für schnelle, zuverlässige Messungen
- Einsetzbar bei Temperaturen bis zu 100 °C
- Ideal für NMR-Röhrchen und andere dünne Gefäße (minimales Probenvolumen: 50 µl)
- Langlebiges Referenzsystem (Glasrohr, AgCl, Referenzsilberdraht) verbessert Stabilität und Lebensdauer
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 ~ 14) pH	Elektrolyt	3M KCl
Empfohlene Einsatztemperatur	(-5 ~ 100)°C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<450 MΩ (@25°C)
Glasmembran Typ	S	Elektrodenabmessung	Elektrode (Ø12×60) mm Messspitze (Ø3×180) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	BNC
Diaphragma	Keramik	Kabel	Ø3mm×1m