

LabSen 241-3A Elektrode



Hauptmerkmale

- Patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Geeignet für kleine Probenmengen (>30 µl) und dünne Teströhrchen; mit Mikrovolumen-Container Messungen bis 15 µl möglich
- Zylindrische Mikro-Elektrodenspitze (Spitze ø3 mm), einsetzbar bei Temperaturen bis 100 °C
- Langlebiges Referenzsystem (Glasrohr, AgCl, Referenzsilberdraht) verbessert Stabilität und Lebensdauer
- Geeignet für Messungen in NMR-Röhrchen
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 ~ 14) pH	Elektrolyt	3M KCl
Empfohlene Einsatztemperatur	(-5 ~ 100)°C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<450 MΩ (@25°C)
Glasmembran Typ	S	Elektrodenabmessung	Elektrode (Ø12×130)mm Messspitze (Ø3×70)mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	BNC
Diaphragma	Keramik	Kabel	Ø3mm×1m