

LabSen 246-5 Elektrode



Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Konzipiert für hochpräzise pH-Messungen allgemeiner Wasserlösungen mit kleinem Probenvolumen bis zu 60 µL
- ø6 mm-Sensorspitze für kleine Volumina, mit im Kit enthaltenem Semi-Mikro-Behälter
- Robuste Glasmembran, zehnmal stärker als herkömmliche Glasmembranen
- Langlebiges Referenzsystem für stabiles Referenzpotenzial und lange Lebensdauer
- Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation
- Kompatibel mit allen Apera-Taschenmessgeräten und pH-Messgeräten mit 8-poligem Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 – 14) pH	Elektrolyt	Gel KCl
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 -100) °C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<350MΩ
Glasmembran Typ	S	Elektrodenabmessung	(Φ12×150) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	8-pin
Diaphragma	Keramik	Kabel	Ø5mm×1m