

LabSen 251 Elektrode



Hauptmerkmale

- Patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Spitze Elektrode zum Eindringen in weiche/halb feste Proben (Käse, Butter, Teig, Obst usw.) sowie flüssige Proben
- Spitze Glasmembran liefert stabile Messwerte in 15–30 Sekunden, bis zu 10-mal robuster als herkömmliche Elektroden
- Wartungsfreier Polymerelektrolyt mit Loch-Diaphragma-Struktur, kein Nachfüllen nötig
- Langlebiges Referenzsystem (Glasrohr, AgCl, Referenzsilberdraht) verbessert Stabilität und Lebensdauer
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 ~ 14) pH	Elektrolyt	Polymer
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<250 MΩ
Glasmembran Typ	S	Elektrodenabmessung	Elektrode (Ø12×150) mm Messspitze (Ø6×100) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	BNC
Diaphragma	Keramik+Einzelpore	Kabel	Ø3mm×1m