

LabSen 331 Elektrode



Hauptmerkmale

- Patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Speziell für Emulsionen, Suspensionen, Abwässer sowie protein- und sulfidhaltige Proben
- Druckbeständiger Festelektrolyt mit Loch-Diaphragmastruktur verhindert Verstopfung; kein Nachfüllen nötig
- Halbkugelförmige Glasmembran liefert stabile Messwerte in 15–30 Sekunden, bis zu 10-mal robuster als herkömmliche Elektroden
- Gehäuse aus Polyoxymethylen (POM) schützt vor Korrosion und Stoßschäden
- Langlebiges Referenzsystem (Glasrohr, AgCl, Referenzsilberdraht) verbessert Stabilität und Lebensdauer
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 ~ 14) pH	Elektrolyt	Polymer
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	POM (Polyoxymethylen)	Membranwiderstand	<100 MΩ
Glasmembran Typ	S	Elektrodenabmessung	(Ø12×120) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	BNC
Diaphragma	Loch	Kabel	Ø3mm×1m