

LabSen 335 Elektrode



Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Ausgelegt für hochpräzise pH-Messungen von Abwasser, Suspensionen, Emulsionen, Schlämmen und anderen verschmutzten Flüssigkeiten sowie allgemeinen Wasserlösungen
- Offenes Diaphragma kombiniert mit Polymerelektrolyt verhindert Verstopfung und gewährleistet konsistente Ergebnisse
- Gehäuse aus Polyoxymethylen (POM) hochresistent gegen Korrosion
- Langlebiges Referenzsystem für stabiles Referenzpotential und lange Lebensdauer
- Integrierter Temperatursensor (30 k Ω NTC) ermöglicht automatische Temperaturkompensation
- Kompatibel mit allen Apera-Taschenmessgeräten und pH-Messgeräten mit 8-poligem Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 – 14) pH	Elektrolyt	Polymer
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 -80) °C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaffmaterial	POM (Polyoxymethylen)	Membranwiderstand	<250 M Ω
Glasmembran Typ	S	Elektrodenabmessung	(Φ 12×120) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	8-pin
Diaphragma	Offen	Kabel	Ø5mm×1m
Temperaturfühler	NTC 30k Ω		