

LabSen 373 Elektrode



Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Flache Glasmembran ideal zur Messung von glatten Oberflächen (Haut, Papier, Leder, Stoff, Textilien usw.)
- PTFE-Verbindung aus mehrporigem Teflonmaterial – widerstandsfähig gegen Verschmutzung und Verstopfung
- Gehäuse aus Polyoxymethylen (POM) schützt vor Korrosion und Stoßschäden
- Langlebiges Referenzsystem (Glasrohr, AgCl, Referenzsilberdraht) verbessert Stabilität und Lebensdauer
- Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(0 ~ 14) pH	Elektrolyt	Gel
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80)°C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	POM	Membranwiderstand	<500 MΩ
Glasmembran Typ	Flach	Elektrodenabmessung	(Ø12×105) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	BNC/RCA
Diaphragma	PTFE	Kabel	Ø5mm×1m
Temp.-Sensor	NTC 30kΩ		