

LabSen 805 Elektrode



Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, hergestellt in der Schweiz mit hochwertigen Materialien und innovativer Sensortechnologie
- Geeignet für schnelle, präzise pH-Messungen von reinem Wasser (destilliertes Wasser, Trinkwasser, RO-Wasser, Oberflächenwasser, Brunnenwasser, Kesselwasser, Regenwasser, deionisiertes Wasser)
- Olive-Membran (L-Form) sorgt für schnelle Reaktion auch bei niedriger Ionenstärke und niedrigen Temperaturen
- Dreifache keramische Diaphragmen ermöglichen schnelle Elektrolytentladung für präzise Messungen in reinem Wasser
- Long-Life-Referenzsystem für stabile Messwerte und lange Lebensdauer
- Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation
- Kompatibel mit allen Apera-Taschenmessgeräten und pH-Messgeräten mit 8-poligem Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(1 ~ 11) pH	Elektrolyt	Gel KCl
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 80) °C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaffmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<50 MΩ
Glasmembran Typ	L	Elektrodenabmessung	(Φ12×120) mm
Referenzsystem	Long Life	Anschluss	8-pin
Diaphragma	Keramik *3	Kabel	Ø5mm×1m