

LabSen 841 Elektrode



Hauptmerkmale

- Patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Speziell entwickelt für stark basische Lösungen (10–14 pH) mit minimiertem Alkalifehler
- LabSen HA Glasmembran bietet bessere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, bis zu 10-mal robuster als herkömmliche Elektroden
- Silberionenfallen-Referenzsystem verhindert Blockierung/Kontamination durch Silbersulfid
- Blauer Gel-Elektrolyt, fließt nicht und verursacht keine Luftblasen
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(1 ~ 14) pH	Elektrolyt	3M KCl
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 130) °C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<500MΩ
Glasmembran Typ	HA	Elektrodenabmessung	(Ø12×120) mm
Referenzsystem	Silberionenfalle	Anschluss	BNC
Diaphragma	Keramik	Kabel	Ø3mm×1m