

LabSen 851-1 Elektrode



Hauptmerkmale

- Patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Speziell entwickelt für die präzise Messung viskoser Proben (Kosmetika, Lacke, Farben usw.)
- Konische Glasmembran mit großer Oberfläche ermöglicht schnelle Reaktion, bis zu 10-mal robuster als herkömmliche Glasmembranen
- Silberionenfallen-Referenzsystem + Protelyte-Elektrolyt minimieren Verstopfungsgefahr des Diaphragmas
- Blauer Gel-Elektrolyt, fließt nicht und verursacht keine Luftblasen
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(1 ~ 14) pH	Elektrolyt	Protelyte
Empfohlene Einsatztemperatur	(-5 ~ 100) °C	Aufbewahrungslösung	Protelyte
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<150MΩ
Glasmembran Typ	Konisch	Elektrodenabmessung	(Ø12×120) mm
Referenzsystem	Silberionenfalle	Anschluss	BNC
Diaphragma	Keramik x 3	Kabel	Ø3mm×1m