

LabSen 863 Elektrode



Hauptmerkmale

- Integrierter Temperatursensor, patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Speziell entwickelt für Hochtemperatur- und Laugenlösungen (z.B. Galvaniklösungen)
- LabSen PSY Glasmembran hochgradig resistent gegen chemische Korrosion, einsetzbar bis 130 °C
- Silberionenfallen-Referenzsystem verhindert Blockierung/Kontamination durch Silbersulfid
- PTFE-Diaphragma verhindert Verstopfung durch komplexe Chemikalien
- Integrierter Temperatursensor ermöglicht automatische Temperaturkompensation
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(1 ~ 13) pH	Elektrolyt	Gel KCl
Empfohlene Einsatztemperatur	(0 ~ 130) °C	Aufbewahrungslösung	3M KCl
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<500MΩ
Glasmembran Typ	PHY	Elektrodenabmessung	(Ø12×120) mm
Referenzsystem	Silberionenfalle	Anschluss	BNC/RCA
Diaphragma	PTFE	Kabel	Ø5mm×1m
Temperaturfühler	NTC 30kΩ		