

LabSen 881 Elektrode



Hauptmerkmale

- Patentierte Schweizer Sensortechnologie und Materialien
- Speziell entwickelt für Niedertemperaturlösungen (bis zu -30 °C)
- Konische LabSen L-Typ Glasmembran mit sehr geringem Widerstand (<50 MΩ), bis zu 10-mal robuster als herkömmliche Elektroden
- Silberionenfallen-Referenzsystem + Protelyt-Elektrolyt verhindern Blockade/Kontamination des Diaphragmas und erhöhen die Lebensdauer
- Blauer Gel-Elektrolyt, fließt nicht und verursacht keine Luftblasen
- Kompatibel mit allen pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss

Technische Daten

Messbereich	(1 ~ 11) pH	Elektrolyt	Protelyte
Empfohlene Einsatztemperatur	(-30 ~ 80) °C	Aufbewahrungslösung	Protelyte
Schaftmaterial	bleifreies Glas	Membranwiderstand	<50MΩ
Glasmembran Typ	L	Elektrodenabmessung	(Ø12×120) mm
Referenzsystem	Silberionenfalle	Anschluss	BNC
Diaphragma	Keramik x 3	Kabel	Ø3mm×1m