

Magnetrührer mit Elektrodenhalter 601



Hauptmerkmale

- Kompakter und robuster Magnetrührer
- Stufenloser Drehregler
- Elektrodenhalter zum Befestigen von Messelektroden
- inklusive zwei Rührstäbchen (25mm und 30mm)
- Drehzahlbereich: 0 – 2300U/min
- Durchmesser der Aufstellfläche: 120mm
- Abmessungen der Elektrodenklemme: ø16mm x 13mm
- Höhe der Elektrodenklemme: 0 bis 99mm
- Rührmenge (max.): 3000ml
- Netzteil: DC 9V
- Abmessungen des Gerätes: ø 120mm x 49mm
- Gewicht: 500g