

Beheizbarer Magnetrührer 802



Hauptmerkmale

- Leicht einstellbare Drehzahl (0 bis 2300 U/min, max. Rührmenge: 1000ml)
- Erhitzen der Rührfläche auf 120°C (248°F) innerhalb von 5 Minuten
- Der Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass die Erwärmung stoppt, wenn die Temperatur der Rührfläche 150°C (302°F) übersteigt.
- Der hitzebeständige Magnetstahl verhindert effektiv das Hüpfen der Rührstäbchen.
- Gut geeignet für das Rühren von niedrigviskosen Lösungen
- Durchmesser der Aufstellfläche: 120mm
- Heizplattentemperatur: 120°C bis 150°C
- Abmessungen: ø 120mm x 53mm
- Gewicht: 500g