

Intelligenter Magnetrührer 901



Hauptmerkmale

- Der Mikroprozessor-Chip erlaubt das präzise Einstellen und Speichern der Rührgeschwindigkeit
- Durch Drücken der RPM-Taste können Sie bequem zwischen zwei eingestellten Geschwindigkeiten wechseln
- Das ABS-Kunststoffgehäuse im transparenten Design ist staub- und wasserdicht nach Schutzart IP54.
- Der 901 Magnetrührer kann entweder mit AA-Batterien oder einem DC9V Netzteil betrieben werden, ist also ideal für den Einsatz im Feld oder in Inkubatoren
- Alarmfunktion bei niedrigem Batteriestand
- Ausgestattet mit einer speziell entwickelten Elektrodenhalterung, welche in der Höhe verstellt werden kann
- Verschiedene Arten von Elektroden können in die Halterung eingesetzt werden, um z.B. direkte Messungen oder Titrationsanalysen durchzuführen

Technische Daten

Drehzahlbereich	0 bis 2300 U/min (Leerlast)
Max. Arbeitsstrom	150 mA
Max. Leistung	0,9 W
Durchmesser der Arbeitsfläche	ø 100 mm
Max. Rührmengen	1000 ml
Größe der Elektrodensteckplätze	ø 16 mm (2 Plätze) und ø 13 mm (1 Platz)
Höhe der Elektrodenklemme	0 bis 90 mm
Stromversorgung	DC9V-Netzteil oder 4xAA-Batterien
Abmessungen und Gewicht	100 x 146 x 48 mm, 340 g

Lieferumfang

Magnetrührer	1
ø10mm Haltestange	1
220V/DC9V Adapter	1
AA Batterie	4
Elektrodenklemme	1
Magnetrührstäbchen: B835, B628	je 1