

ORP60-DE Ersatzelektrode



Hauptmerkmale

- Kompatibel mit den Messgeräten ORP60 und ORP60-Z
- Platin-ORP-Sensor
- Zweifache Diaphragmen-Struktur
- Integrierter Temperatursensor
- Geeignet für die ORP-Prüfung von allgemeinen Wasserlösungen

Technische Daten

ORP	Messbereich	-1000 ~ 1000 mV
	Sensor Type	Platinum
	Diaphragma	Doppelkeramic
	Elektrolyt	Gel KCl
	Referenz	Ag/AgCl
Temperatur	Temperaturfühler	30KΩ Thermistor
	Arbeitstemp.	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Weiteres	Gehäuse	Polycarbonate
	Maße	75×35×35 mm
	Gewicht	40g