

PC60-DE Ersatzelektrode



Hauptmerkmale

- Kompatibel mit den Messgeräten PC60-Z, PC60
- Gleichzeitige Messung von pH, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, spezifischem Widerstand und Temperatur
- Die mit zwei Diaphragmen „Double Junction“ pH-Elektrode eignet sich für schmutzige und anspruchsvolle Wasserlösungen und verlängert die Lebensdauer um bis zu 80%.
- pH-Elektrode mit einem einzigartigen blauen Gel als Innenpuffer: keine Luftblasen mehr
- Leitfähigkeitselektrode mit festem Platinschwarz beschichtet- präzise und widerstandsfähig, Ersatzelektrode für das PC60-Z pH-/Leitfähigkeit-Taschenmessgerät

Technische Daten

pH	Messbereich	-2,00 bis 16,00
	Referenz	Ag/AgCl
	Diaphragma	Doppel-Keramik
	Sensor Type	Lithium Glas
	Elektrolyt	Gel KCl
Leitfähigkeit	Messbereich	0 bis 20 mS/cm
	Zellkonstant	K=1
	Sensor Type	Platinum black sensor
Temperatur	Messbereich	0 bis 50 °C
	Temperaturfühler	30KΩ Thermistor
Weiteres	Gehäuse	Polycarbonate
	Maße	75×35×35 mm
	Gewicht	40g