

PC60-E Ersatzelektrode



Hauptmerkmale

- Kompatibel mit dem Messgerät: PC60
- Gleichzeitige Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit und Temperatur
- Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit (EC), TDS, Salzgehalt und Temperatur
- Einzigartiger BPB (Brush-resistant Platinum Black) Sensor erlaubt einen großen Messbereich der Leitfähigkeit mit hoher Genauigkeit

Technische Daten

pH	Messbereich	0 bis 14
	Referenz	Ag/AgCl
	Diaphragma	Keramik
	Sensor Type	Lithium Glas
	Elektrolyt	3M KCl
Leitfähigkeit	Messbereich	0 bis 20 mS/cm
	Zellkonstant	K=1
	Sensor Type	Platinum black sensor
Temperatur	Messbereich	0 bis 50 °C
	Temperaturfühler	30KΩ Thermistor
Weiteres	Gehäuse	Polycarbonate
	Maße	75×35×35 mm
	Gewicht	40g