

PH20 Value pH-Taschenmessgerät



Hauptmerkmale

- Sehr stabile Messung im Bereich **0,0 bis 14,0 pH**
- **Wasserfestes Messgerät**, Gehäuseschutzart IP67
- Einfache Kalibrierung mit **automatischer Puffererkennung**, bis zu 3 Kalibrierungspunkte
- **Automatische Temperaturkompensation** (ATC) (im Bereich 0-50°C)
- **Großes LCD** zeigt gleichzeitig pH-Wert und Temperatur an
- **Automatische Abschaltung** bei Nichtnutzung nach 8 Minuten
- Bis zu **1000 Stunden Betriebszeit** (4 AAA-Batterien)
- **Komplettes Set** inkl. Kalibrierlösungen, Batterien und Trageband in einem praktischen Tragekoffer



Technische Daten

pH	Messbereich	0 bis 14,0
	Auflösung	0,1
	Genauigkeit	±0,1
	Kalibrierpunkte	1 bis 3 Punkte
	Temp.-Kompensation	0 bis 50 °C (automatisch)
Temperatur	Messbereich	0 bis 50 °C
	Genauigkeit	±0,5 °C
Weiteres	Stromversorgung	4 × AAA Batterien
	Betriebszeit	Bis zu 1000 Stunden
	Gehäuseschutzart	IP67
	Maße	40×31×178 mm (mit Koffer 190×165×40 mm)
	Gewicht	107 g (mit Koffer 438 g)
	autom. Ausschalten	nach 8 Minuten ohne Bedienung

Lieferumfang

PH20 pH-Messgerät	1
pH4.00 Kalibrierlösung (50ml)	1
pH7.00 Kalibrierlösung (50ml)	1
AAA-Batterien	4
Bedienungsanleitung	1
Trageband	1
Tragekoffer	1