

PH60F-DE Ersatzelektrode



Hauptmerkmale

- Kompatibel mit den Messgeräten PH60-Z, PH60S-Z, PH60F-Z, PC60-Z.
- Flachglasmembran mit eingebautem Temperatursensor.
- Mit zwei Diaphragmen „Double Junction“, geeignet für schmutzige und anspruchsvolle Wasserlösungen; verlängert die Lebensdauer um bis zu 80%.
- Ideal für Oberflächen-pH-Messung wie Haut, Papier, Gewebe, Beton und kleinvolumigen Lösungen.

Technische Daten

pH	Messbereich	0 bis 14
	Referenz	Ag/AgCl
	Diaphragma	Doppel-Keramik
	Sensor Type	Lithium Flache Glas
	Elektrolyt	Gel KCl
Temperatur	Messbereich	0 bis 50 °C
	Temperaturfühler	30KΩ Thermistor
Weiteres	Gehäuse	Polycarbonate
	Maße	75×35×35 mm
	Gewicht	40g