

PH60F-E Ersatzelektrode



Hauptmerkmale

- Kompatibel mit den pH-Metern der PH60-Reihe
- pH-Wert-Bestimmung an Oberflächen wie Haut, Papier, Stoff usw.
- Glaselektrode mit integriertem Temperatursensor
- Bei regelmäßiger Nutzung bis zu 24 Monate haltbar

Technische Daten

pH	Messbereich	0 bis 14
	Referenz	Ag/AgCl
	Diaphragma	Keramik
	Sensor Type	Lithium Flache Glas
	Elektrolyt	3M KCL
Temperatur	Messbereich	0 bis 50 °C
	Temperaturfühler	30KΩ Thermistor
Weiteres	Gehäuse	Polycarbonate
	Maße	75×35×35 mm
	Gewicht	40g