

PH60S-DE Ersatzelektrode



Hauptmerkmale

- Kompatibel mit dem Messgerät: PH60-Z, PH60S-Z, PH60F-Z, PC60-Z
- Spitzglasmembran mit eingebautem Temperatursensor
- Schweizer Sensortechnologie: Langlebiges Referenzsystem mit Polymer-Elektrolyt
- Ideal für pH-Messung von Käse, Fleisch, Obst, Gemüse, Brot, Sushi-Reis und anderen festen/halb festen Proben.

Technische Daten

pH	Messbereich	0 bis 14
	Sensor Type	LabSen spitze Glasmembran
	Elektrolyt	Gel KCl
	Diaphragma	Offen
	Referenz	Ag/AgCl
Temperatur	Temperaturfühler	30K Ω Thermistor
	Arbeitstemp.	0~50°C (32 ~ 122°F)
Weiteres	Gehäuse	Polycarbonate
	Maße	140×50×60 mm
	Gewicht	70g