

PH60S-E Ersatzelektrode



Hauptmerkmale

- Kompatibel mit den pH-Metern der PH60-Reihe
- Spitzglas-Membran zum Einstechen in weichen/halb festen Proben wie Fleisch, Käse usw.
- Integrierter Temperatursensor
- Mit zwei Diaphragmen „Double Junction“
- Langlebiges System mit neuartigem Polymer-Elektrolyt

Technische Daten

pH	Messbereich	0 bis 14
	Sensor Type	LabSen spitze Glasmembran
	Elektrolyt	Gel KCl
	Diaphragma	Offen
	Referenz	Ag/AgCl
Temperatur	Temperaturfühler	30K Ω Thermistor
	Arbeitstemp.	0~50°C (32 ~ 122°F)
Weiteres	Gehäuse	Polycarbonate
	Maße	140×50×60 mm
	Gewicht	70g