

SX610 pH-Taschenmessgerät



Hauptmerkmale

- Einfache Bedienung mit einer Taste
- Kompaktes Design mit austauschbarem Sensor; ideal für Messungen im Reagenzglas
- Intelligente Funktionen: Automatisches Ausschalten, Hinweis bei niedriger Batteriespannung
- Automatische Erkennung einer stabilen Messung
- Komplettes Set inkl. Kalibrierungslösungen, Aufbewahrungslösung und Batterien in einem praktischen Etui



Technische Daten

pH	Messbereich	0 bis 14,0
	Auflösung	0,1
	Genauigkeit	±0,1
	Kalibrierpunkte	Automatische 1-Punkt-Kalibrierung
	Temp.-Kompensation	0 bis 50 °C (automatisch)
Temperatur	Messbereich	0 bis 50 °C
	Auflösung	0,1 °C
	Genauigkeit	±0,5 °C
Weiteres	Stromversorgung	2 x Batterie Typ CR2032
	Betriebszeit	Bis zu 1000 Stunden
	Gehäuseschutzart	IP67
	Maße	148×29×14 mm (mit Etui 165×95×28 mm)
	Gewicht	49 g (mit Etui 160 g)

Lieferumfang

SX610 pH-Messgerät	1
pH7.00 Kalibrierlösung	1
3M KCl Aufbewahrungslösung	1
CR2032-Batterie	2
Bedienungsanleitung	1
Etui	1