

SX615 Ersatzelektrode



Hauptmerkmale

- pH-Wert-Bestimmung von Flüssigkeiten aller Art
- Glaselektrode mit integriertem Temperatursensor
- Schmale Bauform der Elektrode (Ø10 mm), ideal zur Messung in Reagenzgläsern
- Bei regelmäßiger Nutzung bis zu 24 Monate haltbar
- kompatibel mit SX620 Messgerät

Technische Daten

pH	Messbereich	0,0 bis 14,0
	Referenz	Ag/AgCl
	Diaphragma	Keramik
	Sensor Type	Lithium Glas
	Elektrolyt	3M KCL
Temperatur	Messbereich	0 bis 60°C
	Temperaturfühler	30KΩ Thermistor
Weiteres	Elektrode	Ø10 mm
	Maße	100x30x15 mm
	Gewicht	16 g