

SX620 pH-Taschenmessgerät



Hauptmerkmale

- 0,01 pH-Genauigkeit
- Automatische 3-Punkt-Kalibrierung
- Automatische Temperaturkompensation 0-60 °C
- Eine schlanke, austauschbare Sonde, geeignet für Reagenzgläser
- Intelligente Funktionen: Umschalten von °F auf °C, automatisches Ausschalten
- Komplettes Set: 3 gebrauchsfertige Kalibrierungslösungen und 1 Aufbewahrungslösung in einem kompakten Etui



Technische Daten

pH	Messbereich	-1 bis 15,00
	Auflösung	0,1
	Genauigkeit	±0,01
	Kalibrierpunkte	Automatische 1-3 Punkt-Kalibrierung
	Temp.-Kompensation	0 bis 50 °C (automatisch)
Temperatur	Messbereich	0 bis 5'60 °C
	Auflösung	0,1 °C
	Genauigkeit	±0,5 °C
Weiteres	Stromversorgung	2 x Batterie Typ CR2032
	Betriebszeit	Bis zu 1000 Stunden
	Gehäuseschutzart	IP67
	Maße	148×29×14 mm (mit Etui 165×95×28 mm)
	Gewicht	49 g (mit Etui 160 g)

Lieferumfang

SX620 pH-Messgerät	1
pH4.00 Kalibrierlösung	1
pH7.00 Kalibrierlösung	1
pH10.00 Kalibrierlösung	1
3M KCl Aufbewahrungslösung	1
CR2032-Batterie	2
Bedienungsanleitung	1
Etui	1